

Safescraper[®] TWIST



SAFESCRAPER – ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, ДАВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ И ПОЛУЧИВШИЙ ПРИЗНАНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ.

Он позволяет практически без повреждений доставить трансплантант в место пересадки.



3 единицы в 1 упаковке

Запатентованная форма лезвий-скребков закругленной формы позволяет максимально сохранить жизнеспособность частиц корковой кости.

Полученные кости смешиваются с кровью и переносятся в зону пересадки, либо недолгое время хранятся в защищенном от микроорганизмов месте.

Так же конструкция скребка позволяет получать структуру соскребаемых частиц с наиболее увеличенной возможностью активности клеток за счет закрученной формы, при этом заполнение полости можно выполнить гораздо меньшим количеством за счет формы частиц (0.3сс чистого объема костной ткани заполняет полость объемом 1сс)

Micross

ИНСТРУМЕНТ МИНИ-РАЗМЕРА
ДЛЯ КОРТИКАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ.




ОСОБЕННОСТИ

Может достать любую область донорской кости без нанесения повреждений.

- Минимальная инвазия. Почти без повреждений донорской части.
- Может использоваться для доступа в самые труднодоступные участки.
- Может использоваться при различных хирургических методах для упрощения выемки кортикальной кости.
- Может использоваться в туннельной хирургии и небольших рассечениях, минимизируя после-операционный дискомфорт.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС



Кость, собранная с помощью инструмента Микрoсс

DINSO
MEDICAL SUPPORT DEPARTMENT

www.medicalpusan.com

Южная Корея, Пусан:

#1510, ACE HIGHTECH 21, 1470
Woo-Dong, Haeundae-Gu, Busan

Tel: 82 51) 741 3947/48
Fax: 82 51) 741 3945

Представительства в России:

Москва, Шмидтовский проезд, 39
(499) 256 17 16 / (495) 507 03 78

Владивосток, ул. Борисенко 33,
стр.12, 26, (423) 244 70 44